Easy Wear Contact Lens




Geniş çaplı kontakt lenslerin kolayca takılması için cihaz
Skleral - Hibrit - RGP - Yumuşak

SPECTRUM
INTERNATIONAL

Easy Wear CL Cihazının Güçlü Yönleri

- *Her iki el de göz kapaklarını sabitlemeye ayrılmıştır; bu durum gözü kapatma refleksini hafifleterek lensin göze hassas, konforlu ve maksimum güvenlikle yerleştirilmesini kolaylaştırır.*
- *Cihaz, vantuz aracılığıyla lens desteği için stabilizasyon sağlar; bu sayede kontakt lensin içbükey kısmının solüsyonla doğru şekilde doldurulmasını garanti eder.*
- *Tutucu ve vantuz aracılığıyla iletilen LED ışık hüzmesi, göz kamaştırmayan bir aydınlatma sunar; bu da yerleştirme işlemi sırasında gözün lens merkeziyle kolayca hizalanmasını sağlar.*
- *Kullanım sırasında kontakt lensin altında hava kabarcığı sıkışması oluşumunu minimize eder.*
- *Easy Wear CL'nin LED'i, cihazı şakak kısmına konumlandırıp eğik ışığı göze yönlendirerek lens altındaki hava kabarcıklarının varlığını değerlendirmek için kullanılabilir.*





Seyahatler için kolaylık sağlayan tasarım



SPECTRUM

INTERNATIONAL

Pie International
Medikal

info@pieinternational.com.tr

www.pieinternational.com.tr